

# BonAlive<sup>®</sup>

putty

MIS

**0.25 cc  
per ciclo di  
pressione**



## Accesso e applicazione controllati

- Erogatore monouso
- Cartucce precaricate
- Pasta BonAlive<sup>®</sup> putty altamente modellabile, 5 cc
- Osteostimolante\* e osteoconduttivo

## Indicazioni

- Riempimento di cavità e discontinuità ossee

\*non osteoinduttivo



**BonAlive Biomaterials Ltd**

Biolinja 12, Turku 20750, Finland

Tel. +358 401 77 44 00

orders@bonalive.com | www.bonalive.com

## Informazioni sul prodotto

N. rif.	BonAlive® putty MIS
18100	Cartuccia da 1 x 5 cc preriempita con erogatore
18131	Cartuccia da 1 x 5 cc preriempita